

Căn cứ Quyết định số 1771/QĐ-LĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế quy định

việc quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Người có công, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thực hiện dịch vụ giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định định mức kinh tế - kỹ thuật thực hiện dịch vụ giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đặt hàng thực hiện dịch vụ giám định ADN mẫu hài cốt liệt sĩ và mẫu thân nhân liệt sĩ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Dịch vụ giám định ADN là dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực sự nghiệp đảm bảo xã hội;

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, thiết bị, vật tư để hoàn thành việc giám định 01 mẫu ADN (01 mẫu hài cốt liệt sĩ hoặc 01 mẫu thân nhân liệt sĩ).

Điều 4. Nội dung định mức

Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bao gồm định mức kinh tế - kỹ thuật giám định ADN ty thể mẫu hài cốt liệt sĩ và định mức kinh tế - kỹ thuật giám định ADN ty thể mẫu thân nhân liệt sĩ (02 Phụ lục kèm theo).

Điều 5. Điều khoản thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 4 năm 2025.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và xã hội (qua Cục Người có công) để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết./.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Bá Hoan

PHỤ LỤC I
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT GIÁM ĐỊNH ADN TY THỂ MẪU HÀI CỐT LIỆT SĨ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2025/TT-BLĐTBXH ngày 26/02/2025
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT	Nội dung công việc	Số lượng và đơn vị tính	Máy móc thiết bị cần thiết	Công lao động (giờ) không tính thời gian chạy máy	Ghi chú
I	Phân tích mẫu hài cốt liệt sĩ				
1	Bảo quản mẫu hài cốt liệt sĩ				
1.1	Xử lý mẫu trước khi đưa vào bảo quản			2 giờ/1 người	Số người 02 (01 giám định viên + 01 kỹ thuật viên)
	Giấy lau				
	Hóa chất làm sạch bề mặt				
	Khay đựng mẫu				
	Găng tay	02 đôi			
	Khẩu trang	02 chiếc			
	Kính bảo hộ	02 cái			
	Quần áo bảo hộ chống hóa chất	02 bộ			
	Dao mổ	01 cái			

TT	Nội dung công việc	Số lượng và đơn vị tính	Máy móc thiết bị cần thiết	Công lao động (giờ) không tính thời gian chạy máy	Ghi chú
1.2	Mẫu hài cốt sử dụng ngay bảo quản ở nhiệt độ 4°C đến 10°C		Tủ lạnh		
1.3	Mẫu hài cốt bảo quản lâu dài ở nhiệt độ -20°C		Tủ lạnh - 20°C đến - 30°C		
2	Tách chiết ADN (QT03.01/HCLS)			08 giờ/1 người	Số người 04 (02 giám định viên + 02 kỹ thuật viên)
	Giấy lau				Có thể sử dụng hóa chất và thiết bị tương tự
	Hóa chất làm sạch bề mặt				
	Khay đựng mẫu				
2.1	Xử lý mẫu				
	Ethanol absolute	40mL	Bể rửa siêu âm		
	UltraPure™ DNase/RNase-Free Distilled Water	40mL	Dremel tool		
	Sodium hypochlorite	40mL	Máy nghiền xương		Làm sạch bề mặt, nghiền xương thành dạng bột.

TT	Nội dung công việc	Số lượng và đơn vị tính	Máy móc thiết bị cần thiết	Công lao động (giờ) không tính thời gian chạy máy	Ghi chú
	Ống fancel 15mL	07 cái			
	Găng tay	04 đôi			
	Khẩu trang	04 chiếc			
	Kính bảo hộ	04 cái			
	Quần áo bảo hộ chống hóa chất	04 bộ			
	Dao mổ	01 cái			
2.2	Khử khoáng				
	UltraPure™ 0.5M EDTA, pH 8.0	12.4mL	Máy Vortex		
	Proteinase K 20mg/ml	300μL			
	UltraPure™ DNase/RNase-Free Distilled Water	1.5mL			Loại khoáng, canxi và chất hữu cơ
	Tris HCl pH7.5 1M	400μL			
	Sodium hypochlorite	10mL			
	Ethanol absolute	02mL			
	Găng tay	04 đôi			
	Khẩu trang	04 chiếc			
	Kính bảo hộ	04 cái			

TT	Nội dung công việc	Số lượng và đơn vị tính	Máy móc thiết bị cần thiết	Công lao động (giờ) không tính thời gian chạy máy	Ghi chú
	Quần áo bảo hộ chống hóa chất	01 bộ			
	Ống fancel 15mL	02 cái			
	Đầu tip 1000	04 cái			
	Đầu tip 200	10 cái			
	Ống eppendorft 2.0mL	04 cái			
2.3	Loại bỏ protein và tạp chất				
	Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol (25:24:1)	03mL	Máy ly tâm		Tách chiết ADN từ các mẫu bột xương
	Chloroform: Isoamyl Alcohol (24:1)	03mL	Máy lắc ủ nhiệt		
	Ống eppendorft 2mL	10 cái	Vortex		
	Đầu tip 1000	15 cái	Tủ lạnh 4°C		
	Găng tay	04 đôi			
	Khẩu trang	04 chiếc			
2.4	Tủa cón				
	Ethanol absolute	7.5mL	Tủ lạnh 4°C		
	Sodium acetate solution 3M	200µl	Tủ lạnh -80°C		

TT	Nội dung công việc	Số lượng và đơn vị tính	Máy móc thiết bị cần thiết	Công lao động (giờ) không tính thời gian chạy máy	Ghi chú
	Đầu tip 1000	03 cái	Tủ lạnh -20°C		
	Đầu tip 200	03 cái			
	Găng tay	04 đôi			
	Khẩu trang	04 chiếc			
	Ống fancel 50mL	01 cái			
	Ống eppendorft 2mL	01 cái			
2.5	Tinh sạch thu ADN				
	Ethanol absolute	500μl	Tủ lạnh -80°C		
	Wizard® SV Gel and PCR Clean-up System	01 mẫu	Tủ lạnh -20°C		
	UltraPure™ DNase/RNase-Free Distilled Water	200μl			
	Ống eppendorft 1.5mL	04 cái			
	Đầu tip 1000	02 cái			
	Đầu tip 200	14 cái			
3	PCR Amplify (QT03.04/HCLS)			04 giờ/ 1 người	Số người 02 (01 giám định viên + 01 kỹ thuật viên)

TT	Nội dung công việc	Số lượng và đơn vị tính	Máy móc thiết bị cần thiết	Công lao động (giờ) không tính thời gian chạy máy	Ghi chú
	Hotstar taq	16 phản ứng	Tủ an toàn sinh học cấp 2		Nhân đoạn/vùng gen mục tiêu/ số lượng cặp mồi
	Primer (06 cặp)	12 phản ứng	Máy PCR		
	MgCl ₂	120μl	Máy spin		
	Ống eppendorft 0.5mL	20 cái	Máy vortex		
	Ống eppendorft 0.2mL	48 cái	Tủ lạnh 4°C		
	Đầu tip 1000	06 cái	Tủ lạnh -80°C		
	Đầu tip 200	24 cái	Tủ lạnh -20°C		
	Đầu tip 10	36 cái			
	Găng tay	02 đôi			
	Khẩu trang	02 chiếc			
	Kính bảo hộ	02 cái			
	Quần áo bảo hộ chống hóa chất	02 bộ			
	Giấy lau				
	Hóa chất làm sạch bề mặt				
	Khay đựng mẫu				

TT	Nội dung công việc	Số lượng và đơn vị tính	Máy móc thiết bị cần thiết	Công lao động (giờ) không tính thời gian chạy máy	Ghi chú
4	Điện di (QT03.05/HCLS)			0,5 giờ/1 người	Số người 02 (01 giám định viên+ 01 kỹ thuật viên)
	Redsafe	5 μ l			Quan sát kết quả phản ứng PCR trên bản gel và tinh sạch thoi gel nếu phản ứng PCR đạt yêu cầu
	Agarose	1g	Bể điện di		
	100bp DNA ladder	10 μ L	Máy soi gel		
	TBE 10X	120ml	Máy vortex		
	DNA Loading Dye (6X)	20 μ l	Máy lắc ủ nhiệt		
	Đầu tip 200	6 cái	Cân phân tích		
	Đầu tip 10	18 cái	Máy khuấy từ		
	Găng tay	02 đôi	Tủ lạnh 4°C		
	Kính bảo hộ	02 cái	Tủ lạnh -20°C		
	Quần áo bảo hộ chống hóa chất	0.1 bộ	Máy ảnh		
	Khẩu trang	0,2 chiếc			

TT	Nội dung công việc	Số lượng và đơn vị tính	Máy móc thiết bị cần thiết	Công lao động (giờ) không tính thời gian chạy máy	Ghi chú
	Giấy lau				
	Hóa chất làm sạch bề mặt				
	Khay đựng mẫu				
5	Tinh sạch (QT03.06/HCLS)			1 giờ/1người	Số người 02 (01 giám định viên + 01 kỹ thuật viên)
	Dụng cụ cắt gel (x-tracta Gel Extraction Tool)	12	Máy ly tâm Eppendorf		
	GeneJET Genomic DNA Purification Kit	12	Máy vortex		
	TBE 10X	120ml	Máy lắc ủ nhiệt		
	DNA Loading Dye (6X)	24μl	Cân phân tích		
	Đầu tip 200	12 cái			
	Đầu tip 1000	12 cái	Tủ lạnh 4°C		
	Găng tay	03 chiếc	Tủ lạnh -20°C		
	Ống eppendorft 1.5mL	12 cái			
	Ống fancel 15mL	01 cái			
	Khẩu trang	02 chiếc			

TT	Nội dung công việc	Số lượng và đơn vị tính	Máy móc thiết bị cần thiết	Công lao động (giờ) không tính thời gian chạy máy	Ghi chú
	Giấy lau				
	Hóa chất làm sạch bề mặt				
	Khay đựng mẫu				
6	Cycle sequencing (QT.03.07/HCLS)			1 giờ/1người	Số người 02 (01 giám định viên + 01 kỹ thuật viên)
	BigDye™ Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit	12 phản ứng	Tủ lạnh 4°C		
	Primer (12 mỗi đơn)	12 phản ứng	Tủ lạnh -20°C		
	Đầu tip 200	12 cái			
	Đầu tip 10	24 cái			
	Găng tay	02 đôi			
	Khẩu trang	02 chiếc			
7	Tinh sạch sản phẩm phản ứng cycle sequencing và giải trình tự (QT03.08/HCLS)			1 giờ/1người	số người 03 (02 giám định viên + 01 kỹ thuật viên)
	ZR DNA Sequencing Clean-up Kit™ (200 Preps) w/ Zymo Spin IB	12 phản ứng	Máy điện di mao quản ABI 3500 analyzer		Giải trình tự các đoạn gen đã nhân bản ở bước trên

TT	Nội dung công việc	Số lượng và đơn vị tính	Máy móc thiết bị cần thiết	Công lao động (giờ) không tính thời gian chạy máy	Ghi chú
	Ống eppendorft 2.0mL	12 cái	Máy PCR		
	Đầu tip 200	24 cái	Cân phân tích		
	Đầu tip 1000	12 cái	Máy khuấy từ		
	3500 Genetic Analyzer 8-Capillary Array, 50 cm	12 phản ứng	Máy vortex		
	POP-7 Polymer for 3500/3500xL Genetic Analyzers	12 phản ứng	Máy ly tâm		
	Đệm điện di - Anode Buffer Container (ABC) 3500 Series, 4packs/ box	12 phản ứng	Tủ lạnh 4°C		
	Đệm điện di - Cathode Buffer Container (CBC) 3500 Series, 4packs/ box	12 phản ứng			
	MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate with Barcode	12 giếng			
	Găng tay	03 đôi			
	Khẩu trang	03 chiếc			

TT	Nội dung công việc	Số lượng và đơn vị tính	Máy móc thiết bị cần thiết	Công lao động (giờ) không tính thời gian chạy máy	Ghi chú
8	Phân tích trình tự (QT03.09/HCLS)			2 giờ/1người	Số người 02 (01 giám định viên + 01 kỹ thuật viên)
			Máy tính phân tích		Phân tích kết quả và so sánh kết quả
			Server lưu trữ kết quả		
			Phần mềm phân tích Sequencher		
			Phần mềm phân tích Variant Reporter 2		
9	Lên kết quả giám định			2 giờ/1người	Số người 02 giám định viên
10	Bảo quản ADN và mẫu hài cốt liệt sĩ sau giám định (sử dụng tủ -20⁰C)				

PHỤ LỤC II
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT GIÁM ĐỊNH ADN TY THỂ MẪU THÂN NHÂN LIỆT SĨ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2025/TT-BLĐT BXH ngày 26/02/2025
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT	Nội dung công việc	Số lượng và đơn vị tính	Máy móc thiết bị cần thiết	Công lao động (giờ) Không tính thời gian chạy máy	Ghi chú
II	Phân tích mẫu đối chứng thân nhân liệt sĩ				
1	Bảo quản mẫu đối chứng thân nhân liệt sĩ			0,5 giờ/1 người	Số người 02 (01 giám định viên + 01 kỹ thuật viên)
	Giấy lau				
	Hóa chất làm sạch bề mặt				
	Khay đựng mẫu				
	Găng tay	02 đôi			
1.1	Mẫu sinh phẩm sử dụng ngay bảo quản ở nhiệt độ 4°C đến 10°C		Tủ lạnh		
1.2	Mẫu sinh phẩm bảo quản lâu dài ở nhiệt độ -20°C		Tủ lạnh - 20°C đến - 30°C		TT 119/2023/TT-BQP
2	Tách chiết ADN (QT03.02/HCLS)			2 giờ/1 người	Số người 04 (02 giám định viên + 02 kỹ thuật viên)

TT	Nội dung công việc	Số lượng và đơn vị tính	Máy móc thiết bị cần thiết	Công lao động (giờ) Không tính thời gian chạy máy	Ghi chú
	PBS	01mL			
	Chelex 100	0.01g			
	Proteinase K 20mg/ml	10 μ L			
	Đầu tip 1000	02 cái			
	Đầu tip 200	02 cái			
	Ống eppendorft 2.0mL	02 cái			
	Ống fancol 50mL	04 cái			
	Găng tay	04 đôi			
	Khẩu trang	04 chiếc			
	Kính bảo hộ	04 cái			
	Quần áo bảo hộ chống hóa chất	04 bộ			
3	PCR Amplify (QT03.04/HCLS)			02 giờ/ 1 người	Số người 02 (01 giám định viên + 01 kỹ thuật viên)
	Hotstar taq	06 phản ứng	Tủ an toàn sinh học cấp 2		
	Primer (02 cặp)	06 phản ứng	Máy PCR		
	Ống eppendorft 0.5mL	12 cái	Máy vortex		Nhân đoạn/vùng gen mục tiêu
	Ống eppendorft 0.2mL	12 cái			

TT	Nội dung công việc	Số lượng và đơn vị tính	Máy móc thiết bị cần thiết	Công lao động (giờ) Không tính thời gian chạy máy	Ghi chú
	Đầu tip 200	06 cái			
	Đầu tip 10	15 cái			
	Găng tay	02 đôi			
	Khẩu trang	02 chiếc			
	Kính bảo hộ	02 cái			
	Quần áo bảo hộ chống hóa chất	02 bộ			
4	Điện di (QT03.05/HCLS)			0,5 giờ/1 người	Số người 02 (01 giám định viên + 01 kỹ thuật viên)
	Redsafe	2,5μl			
	Agarose	0.5g	Bể điện di		
	100bp DNA ladder	10μL	Máy soi gel		
	TBE 10X	120ml	Máy vortex		Quan sát kết quả phản ứng PCR trên bản gel và tinh sạch thôi gel nếu phản ứng PCR đạt yêu cầu
	DNA Loading Dye (6X)	10μl	Máy lắc ủ nhiệt		
	Đầu tip 200	2 cái	Cân phân tích		

TT	Nội dung công việc	Số lượng và đơn vị tính	Máy móc thiết bị cần thiết	Công lao động (giờ) Không tính thời gian chạy máy	Ghi chú
	Đầu tip 10	6 cái	Máy khuấy từ		
	Găng tay	01 chiếc	Tủ lạnh 4°C		
	Kính bảo hộ	01 cái	Tủ lạnh -20°C		
	Quần áo bảo hộ chống hóa chất	0.1 bộ			
	Khẩu trang	0,2 chiếc			
5	Tinh sạch (QT03.06/HCLS)			1 giờ/1 người	Số người 02 (01 giám định viên + 01 kỹ thuật viên)
	Dụng cụ cắt gel (x-tracta Gel Extraction Tool)	06 cái	Máy ảnh		
	GeneJET Genomic DNA Purification Kit	06 cái	Máy ly tâm Eppendorf		
	Đầu tip 200	06 cái	Cân phân tích		
	Đầu tip 1000	06 cái	Máy khuấy từ		
	Găng tay	02 đôi	Tủ lạnh 4°C		
	Ống eppendorft 1.5mL	02 cái	Tủ lạnh -20°C		
	Ống fancol 15mL	01 cái			
	Khẩu trang	02 chiếc			

TT	Nội dung công việc	Số lượng và đơn vị tính	Máy móc thiết bị cần thiết	Công lao động (giờ) Không tính thời gian chạy máy	Ghi chú
6	Cycle sequencing (QT.03.07/HCLS)			1 giờ/1 người	Số người 02 (01 giám định viên + 01 kỹ thuật viên)
	BigDye™ Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit	06 phản ứng	Tủ lạnh 4°C		
	Primer (06 cặp môi)	06 phản ứng	Tủ lạnh -20°C		Giải trình tự các đoạn gen đã nhân bản ở bước trên
	Đầu tip 200	10 cái			
	Đầu tip 10	10 cái			
	Găng tay	02 đôi			
	Khẩu trang	02 chiếc			
7	Tinh sạch sản phẩm phản ứng cycle sequencing và giải trình tự (QT03.08/HCLS)			1 giờ/1 người	Số người 04 (02 giám định viên + 02 kỹ thuật viên)
	ZR DNA Sequencing Clean-up Kit™ (200 Preps) w/ Zymo Spin IB	06 phản ứng	Cân phân tích		
	UltraPure™ DNase/RNase-Free Distilled Water	100µl	Máy khuấy từ		

TT	Nội dung công việc	Số lượng và đơn vị tính	Máy móc thiết bị cần thiết	Công lao động (giờ) Không tính thời gian chạy máy	Ghi chú
	Ống eppendorft 2.0mL	06 cái	Máy điện di mao quản ABI 3500		
	Đầu tip 200	10 cái			
	Đầu tip 1000	10 cái			
	3500 Genetic Analyzer 8-Capillary Array, 50 cm	06 phản ứng			
	POP-7 Polymer for 3500/3500xL Genetic Analyzers	06 phản ứng	Máy PCR		
	Đệm điện di - Anode Buffer Container (ABC) 3500 Series, 4packs/ box	06 phản ứng	Máy vortex		
	Đệm điện di - Cathode Buffer Container (CBC) 3500 Series, 4packs/ box	06 phản ứng	Máy ly tâm		
	MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate with Barcode	08 giếng			
	Găng tay	04 đôi			
	Khẩu trang	04 chiếc			
8	Phân tích trình tự (QT03.09/HCLS)			2 giờ/1 người	Số người 03 (02 giám định viên + 01 kỹ thuật viên)

TT	Nội dung công việc	Số lượng và đơn vị tính	Máy móc thiết bị cần thiết	Công lao động (giờ) Không tính thời gian chạy máy	Ghi chú
			Máy tính phân tích		Phân tích kết quả và so sánh kết quả
			Server lưu trữ kết quả		
			Phần mềm phân tích Sequencher		
			Phần mềm phân tích Sequencing analysis		
9	Lên kết quả giám định			2 giờ/1 người	Số người 02 giám định viên